

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision 2025-05-26

Reference™

Unser gepudertter Untersuchungshandschuh aus Latex /
Our powdered latex examination glove



Technische Informationen / Technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width (mm)	PZN
1121XS	Extra-Small	Natur-weiß / natureal white	< 80	06177515
1121S	Small	Natur-weiß / natureal white	80 ± 10	06177521
1121M	Medium	Natur-weiß / natureal white	95 ± 10	06177538
1121L	Large	Natur-weiß / natureal white	110 ± 10	06177544
1121XL	Extra-Large	Natur-weiß / natureal white	> 110	02243899

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	min. 0.08 (Median)
Finger / Finger	min. 0.08 (Median)

Reißkraft / Tensile strength (N)	
Vor und nach Alterung / Before and after aging	Median ≥ 6 N

Abmessungen / Dimensions (mm)	
Länge / Length	Min. 240 (Median)

Lochfreiheit / Freedom from Holes	
AQL	1,5

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Latexuntersuchungshandschuh, gepudert, unsteril, mikrogeraut an den Fingerspitzen, mit Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch / Latex examination glove, powdered, non-sterile, micro-roughened at the finger tips, beaded cuff, ambidextrous, for single use only
Anwendung / Application	Die unsterilen Untersuchungshandschuhe sind für den Schutz vor Kontamination von Patienten und Anwendern bestimmt / The non-sterile examinations gloves are intended for the protection from contamination of patients and user
Inhaltsstoffe / Ingredients	Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkoxid, Dithiocarbamate, Polymeres Sterisch gehindertes Phenol, Kaliumhydroxid, Kaliumcarbonat, Puder: Maisstärke / Natural Rubber Latex, sulphur, zinc oxide, dithiocarbamate, Polymeric Sterically hindered phenol, potassium hydroxide, calcium carbonate, powder: corn starch Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen / Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams
Haltbarkeit / Shelf life	3 oder 5 Jahre (kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung /
Packaging

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton; 60 Karton pro Palette /
100 pcs per package; 10 packages per carton; 60 cartons per palette

Maße Packung / **dimensions package**: 220 x 110 x 60 mm
Maße Karton / **dimensions carton**: 350 x 230 x 230 mm

Regulatorische Informationen / **Regulatory information**

Kategorie /
Category

Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Persönliche Schutzausrüstung Kat. III Typ C Verordnung (EU) 2016/425 /
Personal Protective Equipment Cat. III Type C Regulation (EU) 2016/425

Normen /
Standards

EN 455-1 / -2/ -3/ -4
EN ISO 374-1/ -2/ -4/ -5; EN ISO 21420:2020

Qualitätszertifikat /
Quality certificates

EN ISO 13485:2016

Warnungen /
Cautions

Enthält Naturkautschuklatex und Dithiocarbamate, die bei manchen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Im Falle einer allergischen Reaktion ist der Gebrauch sofort einzustellen und ein Arzt aufzusuchen. Bitte melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall, der im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetreten ist, an Meditrade und die zuständige Behörde Ihres Landes. /



Hinweis /
Note

Contains natural rubber latex & dithiocarbamates, which may cause allergic reactions in some users. In case of an allergic reaction, stop use immediately and seek medical attention. Please report any serious incident that has occurred in relation to this device to Meditrade and the competent authority of your country.




Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung entnommen werden /

Further information on the use of the product can be found in the instructions for use

Hinweis /
Note

Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/
This product is for single use only



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.