

Aluminium Desinfektionsmittelspender

Seifen-/Desinfektionsmittelspender für Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter und Hygienepackage, Aluminiumgehäuse, kurzer Bedienhebel, 500 ml oder 1000 ml



Varianten

REF	Bezeichnung	Ausführung
1417549	Aluminium Spender 500 ml	Mit Mehrwegpumpe
4402102	Aluminium Spender 500 ml	Mit DHP Einwegpumpe
1417589	Aluminium Spender 1000 ml	Mit Mehrwegpumpe
4402107	Aluminium Spender 1000 ml	Mit DHP Einwegpumpe

Allgemeine Informationen

Produkteigenschaften:

Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 500 ml, geeignet für Standard-Einwegflaschen, Nachfüllbehälter und Hygienepackage, Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium, kurzer Bedienhebel aus Edelstahl, mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche, spülmaschinengeeignete, wechselbare Kunststoffpumpe, Pumpe ohne Montagewerkzeug durch einfache Frontentnahme zur Reinigung schnell und einfach zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per "push and click" – System wieder einsetzbar.

Spenderabmessung: B 82 x H 305 x T 169 mm

Technische Daten:

Gehäuse: Aluminium, mattsilber eloxiert
 Dosierpumpe: Mit Mehrwegpumpe oder recycelbarer DHP Einwegpumpe aus Kunststoff verfügbar
 Dosiermenge: 1,5 ml / Hub (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
 Bedienhebel: Edelstahl
 Wandhalter: Kunststoff-Wandhalter
 Wandmontage: Wandmontage mit 3 Schrauben und Dübeln
 Reinigung: Spender spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134° C, 2 bar

Regulatorische Information:

Handelsware

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice.