

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision 2023-08-10

Nitril® steril

Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Nitril Our sterile nitrile examination glove





Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Länge / <mark>Length (</mark> mm) (Median)	Breite / Width (mm)) (Median)
8024S	Small	Min. 240 mm	80 ± 10
8024M	Medium	Min. 240 mm	95 ± 10
8024L	Large	Min. 240 mm	110 ± 10
8024XL	X-Large	Min. 240 mm	<120

Wandstärke / Thickness (mm) (Median)			
Schaft / Cuff	Min. 0,05 mm		
Handfläche / Palm	Min. 0,06 mm		
Finger / Finger	Min. 0,08 mm		

Reißkraft / Tensile strength (Median)	Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 6 N	AQL 1,5

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description Nitriluntersuchungshandschuh, blau, puderfrei, proteinfrei, latexfrei, beidhändig passend,

mit Rollrand, steril, nur für den Einmalgebrauch

Nitrile examination glove, Blau, powder free, protein free, latex free, ambidextrous, with

rolled edge, sterile, for single use only.

Inhaltsstoffe / Ingredients

Nitrilbutadienkautschuk, Kaliumhydroxid, SBDS, Zinkoxid, Schwefel,

Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibutyldithiocarbamat, Titandioxid, Rasperse LC, Acumer,

Füllstoff /

Nitrile butadiene rubber, potassium hydroxide, SBDS, Zinc oxide, Sulphur, Zinc

diethyldithiocarbamate, Zinc dibutyldithiocarbamate, titan dioxide, Rasperse LC, Acumer,

Filler

Haltbarkeit /
Shelf life

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /

5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung /

Paarweise verpackt / packed in pairs:

Packaging 50 x 2 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /

50 x 2 pcs. per package; 4 packages per carton

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.



Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG /
Category Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC

Persönliche Schutzausrüstung Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425/ Personal protective equipment cat. III according to Regulation (EU) 2016/425

Normen / EN 455-1/ -2/ -3/ -4 Standards EN 374-1/ -2/ -3 -4/ -5

EN 11137-2

Qualitätszertifikat/ Quality Certificates EN ISO 13485:2016