

## ABE® Injektionspflaster

Unser textiles Injektionspflaster /  
Our textile injection plaster



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Verpackung / Packaging	PZN
9525	Ca. 4 cm x 2 cm	500 Stück pro Packung; 20 Packung pro Karton / 500 pcs per package.; 20 packages per carton	01664860

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Für kleinere Verletzungen wie Schürfwunden und oberflächliche Schnitte sowie zur Wundversorgung nach Blutentnahme, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For minor injuries such as abrasions and superficial cuts as well as for wound care after blood collection, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Trägermaterial: 100 % Viskose, / Holdermaterial: 100 % viscose Wundauflage: 100 % Vliesstoff / wound pad: 100 % non-woven Kleber: Acrylsäurekleber / glue: acrylic acid adhesive
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

### Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745
Code nach UMDNS / UMDNS Code	10026 Heftpflaster / 10026 Adhesive Strips
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).