

## ABE® Lastic

Unsere dauerelastische Universalbinde mit mittelkräftigem Zug /  
Our permanently elastic, universal short-stretch bandage



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
1780	Ca. 5 m x 4 cm	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pc per package; 10 packages per carton	02423265
1781	Ca. 5 m x 6 cm	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pc per package; 10 packages per carton	02423259
1782	Ca. 5 m x 8 cm	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pc per package; 10 packages per carton	02423242
1783	Ca. 5 m x 10 cm	10 Stück pro Packung; 10 Packung pro Karton / 10 pc per package; 10 packages per carton	02423236
1784	Ca. 5 m x 12 cm	10 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 10 pc per package; 5 packages per carton	02423213
1785	Ca. 5 m x 15 cm	10 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 10 pc per package; 5 packages per carton	02423207
1786	Ca. 5 m x 20 cm	10 Stück pro Packung; 5 Packung pro Karton / 10 pc per package; 5 packages per carton	02423182

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Für Verbände, bei denen eine leichte Kompression erwünscht ist, zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen, zur Fixierung von Wundauflagen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For dressings where light compression is desired, for immobilization of injured body parts and limbs, for fixation of wound dressings, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	60 % Baumwolle, 38 % Polyester, 2 % Elasthan / 60 % cotton, 38 % polyester, 2 % elastane
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie / Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Category Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS / 10-279 Verbandmaterial, elastisch /  
UMDNS Code 10-279 Elastic Bandages

Qualitätszertifikat / EN ISO 13485:2016  
Quality Certificates

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).