

## ABE® light

Unser elastischer Wundschnellverband mit Wundkomresse / Our elastic instant wound bandage with wound dressing pad



### Varianten / variants

REF	Größe / Sizes	Rollen pro Packung / Rolls per pack	Breite des Wundkissen / Width wound pad
9547	4 cm X 5 m	1 Rolle	2 cm
9548	6 cm X 5 m	1 Rolle	2,5 cm
9549	8 cm X 5 m	1 Rolle	3,5 cm

### Allgemeine Informationen / General information

#### Materialzusammensetzung / Material composition

Trägermaterial: 100% Polyestervlies, Wundkissen: 100% Viscose, Schutzvlies aus Polyester, Kleber: Polyacrylat / Holdermaterial: 100% Polyesterfleece, Wound pad: 100% Viscose, protection fleece Polyester, Rubber: Polyacrylat

#### Anwendungshinweise / Application notes

Zur Erst- sowie Folgeversorgung kleiner Verletzungen, speziell an besonders sensiblen Körperstellen.

Idealer Sitz bei Gelenkwunden. / For first aid/follow-up treatment of minor injuries, particularly in sensitive parts of the body. Ideal fit for wounds to joints.

#### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and dry place.

#### Allgemeine Hinweise/ General remarks



#### Code nach UMDNS / UMDNS code

Heftpflaster 10-026 / adhesive plaster 10-026

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 9001; EN ISO 13485; 93/42/EWG / EEC:  
Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang IX (Regel 1 + Regel 4) / Medical product of class I acc. to appendix IX (rule 1 + rule 4)

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).