

## ABE® tracheal

Schlitzlochkomresse mit metalliner Beschichtung,  
steril / Slit swabs with metal coating, sterile



### Produkt / product

REF	Größe / Sizes	Lochdurchmesser / Hole diameter	Stück pro Packung/ Piece per pack	Sterilisation/ Sterilization
4119	8 cm X 10 cm	13 – 30 mm	50 Stück / 50 piece	EO

### Allgemeine Informationen / General information

#### Materialzusammensetzung / Material composition

Trägermaterial: 100% Viskose,  
Wundauflage: Polyethylen mit Aluminiumbeschichtung .  
/ holder material: 100% viscose  
wound dressing: polyethylene with aluminum coating.


#### Anwendungshinweise / Application notes

Schlitzlochkomresse zur Versorgung von Kathetern,  
Stomata und Drainagen. Das Loch an der Komresse ist  
ebenso geschlitzt, somit bildet ABE®-Tracheal einen  
perfekten Abschluss zur Drainage oder Stoma und das  
Exsudat kann in die saugfähige Vliesrückseite schnell  
aufgenommen werden. / Slit dressing pads for catheter,  
stomata and drain care. The hole in the pad also has a  
slit so that the ABE® Tracheal can create a perfect seal  
for a drain or stoma, and the exudate can be quickly  
absorbed by the absorbent other side of the non-woven  
fabric.

#### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken  
lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and  
dry place.

#### Allgemeine Hinweise/ General remarks



#### Code nach UMDNS / UMDNS code

Komresse 10-965 / compress 10-965

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 9001; EN ISO 13485; 93/42/EWG / EEC:  
Medizinprodukt der Klasse Is gem. Anhang IX (Regel 1 +  
Regel 4) / Medical product of class I acc. to appendix IX  
(rule 1 + rule 4)

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).