

## Nitril® StellarGrip Black

Unser schwarzer Nitril-Schutzhandschuh mit Diamantstruktur /  
Our black diamond textured Nitrile protective glove



### Technische Informationen / **technical information**

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width (mm) - Median
1292S	S	Black	80 ± 10 mm
1292M	M	Black	95 ± 10 mm
1292L	L	Black	110 ± 10 mm
1292XL	XL	Black	120 ± 10 mm
1292XXL	XXL	Black	130 ± 10 mm

Wandstärke / Thickness (mm) - Median	
Handfläche / Palm	Min 0,16
Schaft / Cuff	Min 0,07
Finger / Finger	Min 0,16

Reißkraft / Tensile strength (N) – Median	
Vor und nach Alterung / Before and after aging	6 N

Abmessungen / Dimensions	
Länge / length	min. 240 mm
Gewicht / Weight	6.5 ± 0,5 gr

### Allgemeine Informationen / **General information**

Produktbeschreibung / <b>Product description</b>	Nitrilhandschuh, schwarz, puderfrei, latexfrei, unsteril, Diamant texturiert, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch / Nitrile glove, black, powderfree, latexfree, non-sterile, diamond textured, beaded cuff, ambidextrous, for single use only
Inhaltsstoffe / <b>Ingredients</b>	Synthetischer Nitril-Latex, Zinkoxid, Schwefel, Titandioxid, Zinkdibuthyl-Dithiocarbamat, Kaliumhydroxid / Synthetic-Nitrile latex, Zinc Oxide, Sulphur, Titanium Dioxide, Zinc Dibuthyl Dithiocarbamate, Potassium Hydroxide
Haltbarkeit / <b>Shelf life</b>	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / <b>Packaging</b>	50 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 50 pcs. per package; 10 packages per carton
	Maße Packung / <b>dimensions package</b> : 240 x 125 x 55 Maße Karton / <b>dimensions carton</b> : 300 x 260 x 250

Regulatorische Informationen / regulatory information		
Kategorie / Category	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425	
Normen / Standards	EN 374, EN 21420	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex	
Hinweis / Note	Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung entnommen werden / Further information on the use of the product can be found in the instructions for use	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln / This product is suitable for contact with food	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).