

Suavel® OP PRO Expert

SMMS OP-Mantel, steril, verstärkt /
SMMS surgical gown, sterile, reinforced



Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Gewicht / Weight	Verpackung / Packaging	PZN
5551	M, 120 x 140 cm	43 g/m ²	1 Stück pro Packung / 30 Packungen pro Karton 1 pc per package / 30 packages per carton	15295716
5552	L, 130 x 150 cm	43 g/m ²	1 Stück pro Packung / 30 Packungen pro Karton 1 pc per package / 30 packages per carton	15295722
5553	XL, 150 x 160 cm	43 g/m ²	1 Stück pro Packung / 30 Packungen pro Karton 1 pc per package / 30 packages per carton	15295739
5554	XXL, 170 X 160 cm	43 g/m ²	1 Stück pro Packung / 30 Packungen pro Karton 1 pc per package / 30 packages per carton	15295745

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	OP-Mantel, blau, feuchtigkeitsabweisend, Verschlussbänder mit Sterilkarte, Trikotbündchen als Ärmelabschluss, Klettverschluss am Nacken, steril, nur für den Einmalgebrauch / Surgical gown, blue, moisture repellent, closure straps with sterile card, tricot cuffs as sleeve closure, velcro closure at neck, sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	Mantel/gown: Polypropylen SMMS/polypropylene SMMS Ärmelbündchen/cuff: Polyester/polyester Klettverschluss/velcro: Polyester/polyester, Polyamid/polyamide Verstärkung/reinforcement: Polypropylenvlies/polypropylen fleece, transparente Polyethylenfolie/ transparent polyethylene film
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC
-------------------------	---

Normen/ Standards	EN 11135-1 EN 556-1 EN 13795
----------------------	------------------------------------

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.