

Nitril® x-long

Unser langer Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh /
Our long nitrile examination and protective glove



Technische Informationen / technical information

REF	Farbe / colour	Größe / Size	Breite / Width (mm) (Median)	PZN
1282XS	Blau / blue	Extra-Small	75 ± 5	00446405
1282S	Blau / blue	Small	85 ± 5	00420825
1282M	Blau / blue	Medium	95 ± 5	00420802
1282L	Blau / blue	Large	106 ± 5	00400857
1282XL	Blau / blue	Extra-Large	115 ± 5	00400834

Wandstärke / Thickness (mm) (Median)

Handfläche / Palm	0,13 ± 0,03 mm
Finger / Finger	0,16 ± 0,03 mm
Schaft / Cuff	0,12 ± 0,03 mm

Reißkraft / Tensile strength (N) (Median)

Vor und nach Alterung / Before and after aging	6 N
--	-----

Abmessungen / Dimensions (Median)

Länge / length	290 ± 5 mm
Gewicht / weight	6,5 ± 0,3 g (size M)

Lochfreiheit / Freedom from Holes

AQL	1,5
-----	-----

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Nitriluntersuchungshandschuh, puderfrei, latexfrei, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, unsteril, nur für den Einmalgebrauch. / Nitrile examination glove, powderfree, latexfree, textured, beaded cuff, ambidextrous, non-sterile, for single use only
Anwendung / Application	Schutz vor Kontamination von Patienten und Anwendern / protection from contamination of patients and user
Inhaltsstoffe / Ingredients	Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Titandioxid, Zinkdibutyldithiocarbamat, Kaliumhydroxid, Farbpigment, Polymerbeschichtung/ NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur, zinc oxide, zinc diethyl dithiocarbamate, titanium dioxide, zinc dibuthyl dithiocarbamate, potassium hydroxide, color pigment, polymer coating Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen / Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung / 100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton, 63 Karton pro Palette /
 Packaging 100 pcs per package; 10 packages per carton; 63 carton per pallet

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
	Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment category III according to Regulation (EU) 2016/425	
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3/ -4; ASTM 1671 (ISO 16604) EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 21420:2020	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex	
Hinweis / Note	Weitere Informationen zur Anwendung des Produktes können der Gebrauchsanweisung entnommen werden / Further information on the use of the product can be found in the instructions for use	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln / This product is suitable for contact with food	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.