

## BeeSana® ComCell

Unterlage aus Zellulosepapier / Underpad made of tissue paper

### Technische Informationen / technical information



REF	Größe / Size	Saugleistung / Absorbtion	Farbe / Colour	Verpackung / Packaging	PZN
5651016	ca. 60 x 90 cm	700 – 900 ml (± 10 %)	blau / blue	25 Stück pro Packung, 6 Packungen pro Karton / 25 pcs per bag, 6 bags per carton	19386284

### Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Unterlage mit Saugkern, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Underlay for moisture absorption, non-sterile, only for single use	
Anwendung / Application	Unterlage zur Feuchtigkeitsaufnahme / Underpad with absorbent core	
Inhaltsstoffe / Ingredients	Rückseitenschicht: Polyethylen-Schicht / Backsheet: Polyethylene layer Saugfähiger Kern: Zellulosepapier / Absorbent core: tissue paper Vorderseite: Vliesstoff / Frontsheet: non-woven	
Haltbarkeit / Shelf life	3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years (store cool and dry), protect from direct sunlight	 
Verpackung / Packaging	Maße Packung / dimensions package: 200 x 300 x 130 mm Maße Karton / dimensions carton: 390 x 390 x 300 m	

### Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Hinweis / Note	Dieses Produkt darf nicht in der Toilette entsorgt werden / This product must not be disposed in the toilet	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	